

Краткое руководство

Настройка Silk'n SensEpil™

1. Достаньте *БАЗУ*, *АППЛИКАТОР* и другие компоненты Silk'n SensEpil™ из коробки.
2. Удостоверьтесь, что *ОДНОРАЗОВЫЙ ЛАМПОВЫЙ КАРТРИДЖ* вставлен в *АППЛИКАТОР* правильно.
3. Вставьте сетевой шнур в разъем *БАЗЫ* Silk'n SensEpil™.
4. Вставьте другой конец сетевого шнура в электрическую розетку. Загорится *СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ*. Теперь Ваш Silk'n SensEpil™ готов к работе.

Первая обработка с помощью Silk'n™ SensEpil

Кожа должна быть выбритая, очищенная, сухая и без каких-либо присыпок, антиперспирантов и дезодорантов.

5. Нажмите *ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ/РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ*. Загорится *СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ* и появится звук вентилятора (похожий на звук фена).

6. Приблизительно спустя 4 секунды после нажатия *ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ/РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ*, загорится *СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ГОТОВ К РАБОТЕ*, и прибор подаст звуковой сигнал. Прибор сам устанавливает для себя излучение импульсов на минимальном уровне интенсивности энергии. Прибор готов к излучению первого импульса.

7. Если уровень интенсивности энергии должен быть выше минимального нажимайте *КНОПКИ НАСТРОЙКИ УРОВНЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ЭНЕРГИИ*, регулируя с помощью «-» или «+» соответственно для увеличения или уменьшения уровня интенсивности энергии до установки необходимого уровня интенсивности энергии. *СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ УРОВНЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ЭНЕРГИИ* будут соответствовать настройкам уровня интенсивности энергии. (См. блок «Уровень интенсивности энергии»).

8. Приложите *АППЛИКАТОР* вплотную к коже, убедившись в равномерности и гладкости распределения кожи. Обязательно проследите за тем, чтобы *ВЕРХНЯЯ КРОМКА АППЛИКАТОРА* полностью соприкасалась с кожей.

Нажмите *КНОПКУ ИМПУЛЬС*. Прибор, прежде всего, определит цвет Вашей кожи.

Если цвет кожи достаточно светлый для безопасного применения, прибор испустит вспышку импульса на Вашей коже. Вы увидите яркую вспышку света и одновременно услышите едва уловимый хлопок, который является нормальным шумовым сигналом, производимым прибором. Вы можете почувствовать легкое нагревание и покалывание.

9. Сразу же произойдет перезарядка Silk'n SensEpil™ для следующего импульса. Через 3, 5 секунды опять загорится *СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ГОТОВ К РАБОТЕ*, и прибор подаст звуковой сигнал.

10. Удалите *ВЕРХНЮЮ КРОМКУ АППЛИКАТОРА* от обрабатываемого участка кожи.

Переместите *ВЕРХНЮЮ КРОМКУ АППЛИКАТОРА* на другой участок кожи.

11. Ориентируйтесь по следам, оставляемым прибором на Вашей коже, для правильного расположения следующего импульса, избегая как пробелов, так и наложений между импульсами (См. блок «Покрывание участков кожи»).

12. Повторите процедуру вновь начиная с Шага 5.

www.лазерный.ру